

生理機能検査

〈循環機能検査室〉

設置機器名	検査装置名	メーカー名	検査項目	精度管理・メンテナンス
解析機能付き心電計	MAC5500 (8台)	GEヘルスケア・ジャパン	心電図	キャリブレーション、出力速度は始業前点検実施。 バッテリー、時刻等の内部点検は1年単位で実施。 機器の作動異常、画像異常については各機器のサー ビスに連絡し修理、メンテナンスを依頼。
超音波診断装置	VIVID7 Pro	GEヘルスケア・ジャパン	心臓エコー	
超音波診断装置	VIVID7 Dimension	GEヘルスケア・ジャパン	心臓エコー	
超音波診断装置	ACUSON SC2000	SIEMENS	心臓エコー	
超音波診断装置	ACUSON Sequoia 512	SIEMENS	心臓エコー	

〈肺機能検査室〉

設置機器名	検査装置名	メーカー名	検査項目	精度管理・メンテナンス
一般肺機能検査装置	チェスタック 33 (2台)	チェスト	喘息負荷検査(改善率)	キャリブレーションを毎日始業前点検として実施。 機器の作動異常時等、各機器のサービスに連絡し修 理、メンテナンスを依頼。
総合肺機能検査システム	チェスタック 8800	チェスト	呼吸機能・基礎代謝	
気道過敏性測定装置	アストグラフJupiter-21	チェスト	喘息誘発検査	
多機能スパイロメーター	HI-801 (2台)	チェスト	鼻腔通気度など	

2016年5月現在